



DELTA VITA® 1 少量バッチ式 遊星ビーズミル

NETZSCH DELTAVITA[®] 1


遊星運動による微粉碎・分散

特長

- 最小サンプル量 / 1mL～
- 2 mLのサンプル容器が使用可能
- 最大20サンプルを同時にテスト可能
- $\Phi 0.03 \sim \Phi 1.0$ mmのビーズ径に対応
- 回転数50 ～ 2500rpmの設定が可能
- DELTAVITA[®] シリーズへのスケールアップに対応
- 機械内部の冷却が可能

スケールアップ例

固形分20%のナプロキセン懸濁液



出典: M. Hagerdorn et al. "Rapid development of API nano-formulations from screening to production combining dual centrifugation and wet agitator bead milling" 2019



[日本総販売代理店]

アシザワ・ファインテック株式会社

本社・工場・実験室

〒275-8572 千葉県習志野市茜浜 1-4-2

Tel: 047-453-8111

Fax: 047-453-8378

<https://www.ashizawa.com>

大阪支店

〒564-0082 大阪府吹田市片山町 4-15-13

Tel: 06-6389-7700

Fax: 06-6389-7710

E-mail sal@ashizawa.com

NETZSCH[®]

www.netzsch.com